

Quickstart Guide Latitude™ Customizable Mounting Arm
Guide de mise en route rapide Bras de montage personnalisable Latitude™
Kurzanleitung Latitude™ Anpassbarer Montagearm
Guía de inicio rápido Brazo de montaje adaptable Latitude™
クイックスタートガイド Latitude™ カスタマイズ可能な取付アーム



1

Mount base and insert arm
Montez le socle et insérez le bras
Die Platte montieren und den Arm einsetzen
Base de montaje y brazo de inserción
土台を取り付けて、アームを差し込みます

2

Screw mounting plate into plate connector
Vissez la plaque de montage dans le connecteur
Die Montageplatte in den Plattenanschluss schrauben
Atornille la placa de montaje al conector de placa
取付プレートをプレートコネクターに回して取り付けます

3


Rotate handles to release 3D joints
Tournez les poignées pour desserrer les joints 3D
Zum Freigeben der 3D-Gelenke die Hebel drehen
Gire las manillas para soltar las articulaciones 3D
ハンドルを回して 3D ジョイントを緩めます

What's Included


Contenu
Lieferumfang
Materiales incluidos
内容物




a) Quick Start Guide
Guide de mise en route rapide
Kurzanleitung
Guía de inicio rápido
a) クイックスタートガイド




b) (2) Velcro® Wire Straps
(Packaged Separate)
(2) Sangles métalliques Velcro®
(emballées séparément)
(2) Velcro® Kabelbinder
(séparat verpackt)
(2) Tiras de Velcro®
(Empacadas por separado)
b) (2) Velcro® ワイヤーストラップ



d) Mounting Base Option (Universal Clamp shown)
Option Socle de montage (pince universelle illustrée)
Standardmontageplatte (Universalklemme abgebildet)
Opción de base de montaje (se muestra la abrazadera universal)
d) 取付土台オプション (図のユニバーサルクランプ)



e) Mounting Plate Option (Universal Mounting Plate shown)
Option Plaque de montage (Plaques de montage universelles illustrée)
Optionale Montageplatte (Universal-Montageplatte abgebildet)
Opción de placa de montaje (se muestra la Placa de montaje universal)
e) 取付プレートオプション (図のユニバーサル取付プレート)



c) Latitude Mounting Arm
Bras de montage Latitude
Latitude Montagearm
Brazo de montaje Latitude
c) Latitude 取付アーム

4

Move to desired location


Amenez à l'endroit souhaité

In die gewünschte Stellung bewegen

Póngalas en

la posición deseada

お好きな位置に動かします



5


Rotate handles to tighten 3D joints

Tournez les poignées pour resserrer les joints 3D

Zum Festziehen der 3D-Gelenke die Hebel drehen

Gire las manillas para apretar las articulaciones 3D

ハンドルを回して 3D ジョイントを締めます



4


Advanced Features

Fonctions avancées

Erweiterte Funktionsmerkmale

Características avanzadas

高度な機能



Use cord minders to connect cords to arms

Utilisez les trous des sangles pour les raccorder aux bras

Kabel mit Kabelbindern an den Armen befestigen

Utilice las herramientas de atado de cordones para conectar los cordones a los brazos

コードマインダーを使用してコードをアームに繋げます


Move handle to neutral position

Amenez la poignée en position neutre

Hebel in die neutrale Position stellen

Ponga la manilla en la posición neutral

ハンドルを自然な位置に動かします




To tighten loose mounting post

Pour serrer poste de montage lâche

Um lose Befestigungsposten festziehen

Para apretar poste de montaje sueltos

締められている取付ポストを締めます



Warranty and Guarantee

Garantie Gewährleistung und Garantie Garantía

保証

Cleaning and Care

To clean use a mild detergent, glass cleaner, isopropyl Alcohol.

Warranty

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text is available at www.ablenetinc.com.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer, utilisez un détergent doux, un nettoyeur pour vitres ou de l'alcool isopropylique.

Garantie

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie complète se trouve sur www.ablenetinc.com.

Reinigung und Pflege

Zum Reinigen ein schonendes Waschmittel, einen Glasreiniger oder Isopropylalkohol verwenden.

Garantie

Die von AbleNet gefertigten Produkte sind durch eine zweijährige beschränkte Garantie gedeckt. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Der Volltext der Garantie kann auf www.ablenetinc.com eingesehen werden.

Limpieza y cuidados

Para limpiarlo, utilice un detergente suave, líquido limpiacristales o alcohol isopropílico.

Garantía

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía está disponible en www.ablenetinc.com.

清掃とお手入れ

清掃には中性洗剤、ガラスクリーナー、イソプロピルアルコールを扱います。

保証

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文は www.ablenetinc.com からご覧いただけます。

You can find warranty, guarantee and return/repair information online. For more information on AbleNet products and services, or for contact:

Vous pourrez lire la garantie et les informations de retour/réparation en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

Informationen zur Gewährleistung, Garantie und Rücksendung/Reparatur können online eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu AbleNet Produkten und Dienstleistungen oder für eine Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

En esta página Web puede encontrar la garantía y la información referente a devoluciones y reparaciones.

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

保証内容、返品/修理に関する情報はオンラインでご確認いただけます。AbleNet 製品およびサービスの詳細およびお問い合わせ先。

AbleNet, Inc.,
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
800-322-0956
www.ablenetinc.com



www.ablenetinc.com