



QUICK START GUIDE

Switch Adapted Toys

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com

Made with recycled content



EN November 5, 2021 3:20 PM

1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



To get started:

1. Plug accessibility switch into switch jack on toy.
2. Activate accessibility switch to use toy.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.



Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.




3 Device Overview

Toys shown below are examples of switch adapted toys.



**Switch Adapted
Bubble Dinosaur**

Switch Jacks
(Requires Switch(es)
with 3.5-mm / 1/8-in
TS (mono) Plug



**Switch Adapted Flappy
the Elephant**

Switch Jacks
(Requires Switch(es)
with 3.5-mm / 1/8-in
TS (mono) Plug

Switch Jacks
(Requires Switch(es)
with 3.5-mm / 1/8-in
TS (mono) Plug



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Jouets Adaptés Pour Contacteur

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fait de matières recyclées

FR November 5, 2021 3:20 PM

1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



Mise en route :

1. Branchez l'interrupteur d'accessibilité dans la prise d'interrupteur du jouet.
2. Activez le commutateur d'accessibilité pour utiliser le jouet.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.



ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



3


Vue d'ensemble de l'appareil

Les jouets illustrés ci-dessous sont des exemples de jouets adaptés aux commutateurs.



**Switch Adapted
Bubble Dinosaur**

Prises femelles
(prises mono de
3,5 mm [1/8 po]
requises)



**Switch Adapted Flappy
the Elephant**

Prises femelles
(prises mono de
3,5 mm [1/8 po]
requises)

Prises femelles
(prises mono de
3,5 mm [1/8 po]
requises)

AbleNet®

KURZANLEITUNG

Taster-adaptierte Spielsachen

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE November 5, 2021 3:20 PM

1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



Erste Schritte:

1. Stecken Sie den Schalter für die Barrierefreiheit in die Schalterbuchse am Spielzeug.
2. Aktivieren Sie den Schalter für die Barrierefreiheit, um das Spielzeug zu verwenden.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.



Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3


Geräteübersicht

Die unten gezeigten Spielzeuge sind Beispiele für schalterangepasste Spielzeuge.



**Switch Adapted
Bubble Dinosaur**

Schalterbuchse
(Erfordert Schalter mit
3,5-mm / 1/8-in TS (mono)
Stecker



**Switch Adapted Flappy
the Elephant**

Schalterbuchse
(Erfordert Schalter mit
3,5-mm / 1/8-in TS (mono)
Stecker

Schalterbuchse
(Erfordert Schalter mit
3,5-mm / 1/8-in TS (mono)
Stecker



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Juguetes Adaptados Por Commutado

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fabricado con contenido reciclado.

SP November 5, 2021 3:20 PM



Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



Para empezar:

1. Enchufe el interruptor de accesibilidad en el enchufe del interruptor del juguete.
2. Active el interruptor de accesibilidad para usar el juguete.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.



ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3


Descripción general del dispositivo

Los juguetes que se muestran a continuación son ejemplos de juguetes adaptados a interruptores.



**Switch Adapted
Bubble Dinosaur**

Conectores para interruptor
(requiere interruptor(es)
con conector TS (mono) de
3,5 mm/1/8 pulgadas



**Switch Adapted Flappy
the Elephant**

Conectores para interruptor
(requiere interruptor(es)
con conector TS (mono) de
3,5 mm/1/8 pulgadas

Conectores para interruptor
(requiere interruptor(es)
con conector TS (mono) de
3,5 mm/1/8 pulgadas